

CONTEÚDOS

MONITORIZACIÓN

MONITORIZACIÓN

01

ISENTO
DE LÁTEX


ISENTO DE
FTALATOS

STERILE	EO
---------	----

2

Ref.: 501.0873

Unid./Caja: 50




DESCRIPCIÓN

PR

- Regla para sistema de medición de presión venosa central

Ref.: 501.0872

Unid./Caja: 100




DESCRIPCIÓN

PPVC

- Sistema sin regla para medición de presión venosa central
- Luer slip / tapón con filtro purga automático
- Tubo 150 + 60 cm
- Luer lock / llave de 3 vias
- Luer lock

Ref.: 501.0534

Unid./Caja: 50




DESCRIPCIÓN

PPVCR

- Sistema con regla para medición de presión venosa central
- Regla
- Luer slip / Tapón de protección con filtro purga automático
- Tubo 150 + 60 cm
- Luer lock / Llave de 3 vias
- Luer lock

Ref.: 501.0535

Unid./Caja: 50




DESCRIPCIÓN

PPVCRSS

- Sistema con regla para medición de presión venosa central
- Regla
- Luer slip / tapón protección con filtro purga automático
- Tubo 150 + 60 cm
- Luer lock / Llave de 3 vias
- Luer lock
- Sistema para administración de soluciones (108.0201 / SS200FL)

Ref.: 501.0533


Unid./Caja: 50



- DESCRIPCIÓN
- PPIC
- Sistema con regla para medicación de presión intracraneana
 - Tubo 100 cm
 - Luer lock móvil

Ref.: 502.1363


Unid./Caja: 25




- DESCRIPCIÓN
- PKMA00
- Sistema de monitorización arterial
 - TRANSDUCTOR
 - 2 llaves de 3 vias roja / tapón con punto de inyección
 - Luer lock hembra
 - Tubo com linea roja 150 cm
 - Luer lock móvil

Ref.: 502.0810


Unid./Caja: 20




- DESCRIPCIÓN
- PKMA01
- Sistema de monitorización arterial
 - Cámara con perforador
 - Tubo 160 cm
 - Roller de precisión
 - Luer lock / TRANSDUCTOR
 - Luer lock hembra
 - Tubo com linea roja 150 cm
 - Luer lock móvil / llave de 3 vias roja/ tapón con punto de inyección
 - Luer lock hembra
 - Tubo com linea roja 30 cm
 - Luer lock móvil



DESCRIPCIÓN	PKMA01MC
• Sistema de monitorización arterial • Cámara con perforador • Tubo 160 cm • Roller de precisión • Luer lock / TRANSDUCTOR • Luer lock hembra • Tubo con línea roja 150 cm • Luer lock móvil / llave de 3 vias roja / válvula sin aguja para inyección/aspiración con membrana de desinfección • Luer lock hembra • Tubo con línea roja 30 cm • Luer lock móvil	




DESCRIPCIÓN	PKMA02
• Sistema de monitorización arterial/venoso • Cámara con perforador • Tubo 160 cm • Roller de precisión • Conexión en Y: a) tubo 30 cm / clamp / luer lock / TRANSDUCTOR / luer lock hembra / tubo con línea azul 150 cm / luer lock móvil llave de 3 vias azul / tapón protector con punto de inyección / luer lock hembra / tubo con línea azul 30 cm / luer lock móvil b) tubo 30 cm / clamp / luer lock / TRANSDUCTOR / luer lock hembra / tubo con línea roja 150 cm / luer lock móvil / 2 llaves de 3 vias rojas / tapón protector con punto de inyección / luer lock hembra / tubo con línea roja 30 cm / luer lock móvil	



DESCRIPCIÓN

- Sistema de monitorización arterial/venoso
- Cámara con perforador
- Tubo 160 cm
- Roller de precisión
- Conexión en Y:

a) tubo 30 cm / clamp / luer lock / TRANSDUCTOR / luer lock hembra / tubo con línea azul 150 cm / luer lock móvil llave de 3 vías azul / tapón con punto de inyección / luer lock hembra / tubo con línea azul 30 cm / luer lock móvil
b) tubo 30 cm / clamp / luer lock / TRANSDUCTOR / luer lock hembra / tubo con línea roja 150 cm / luer lock móvil / llave de 3 vías roja / tapón con punto de inyección / luer lock hembra / tubo con línea roja 30 cm / luer lock móvil




DESCRIPCIÓN

PKMA02MC

- Sistema de monitorización arterial/venoso
- Cámara con perforador
- Tubo 160 cm
- Roller de precisión
- Conexión en Y:

a) tubo 30 cm / clamp / luer lock / TRANSDUCTOR / luer lock hembra / tubo con línea azul 150 cm / luer lock móvil / llave de 3 vías azul / válvula sin aguja para inyección/aspiración con membrana de desinfección / luer lock hembra / tubo con línea azul 30 cm / luer lock móvil
b) tubo 30 cm / clamp / luer lock / TRANSDUCTOR / luer lock hembra / tubo con línea roja 150 cm / luer lock móvil / 2 llaves de 3 vías rojas / válvula sin aguja para inyección/aspiración con membrana de desinfección / luer lock hembra / tubo con línea roja 30 cm / luer lock móvil



DESCRIPCIÓN


PKMA03

- Sistema de monitorización arterial/venoso
- Cámara con perforador
- Tubo 160 cm
- Roller de precisión
- Conexão em Y:

a) tubo 30 cm / clamp / luer lock / TRANSDUCTOR / luer lock hembra / tubo con línea azul 150 cm / luer lock móvil llave de 3 vías azul / tapón protector con punto de inyección / luer lock hembra / tubo con línea azul 30 cm / luer lock móvil

b) tubo 30 cm / clamp / luer lock / TRANSDUCTOR / luer lock hembra / tubo arterial fino 150 cm / luer lock móvil / llave de 3 vías azul / tapón con punto de inyección / luer lock hembra / tubo arterial fino 30 cm / luer lock móvil

c) tubo 30 cm / clamp / luer lock / TRANSDUCTOR / luer lock hembra / tubo con línea roja 150 cm / luer lock móvil / llave de 3 vías roja / tapón protección con punto de inyección / luer lock hembra / tubo con línea roja 30 cm / luer lock móvil



DESCRIPCIÓN

PKMA04

- Sistema de monitorización arterial/venoso
- 2 TRANSDUCTORES
- Manifolds 5 llaves F/F

a) Luer lock móvil / tubo con línea azul 120 cm / luer lock móvil / llave 3 vías azul / luer lock hembra / tubo con línea azul 80 cm / luer lock móvil / llave 3 vías azul / tapón protector con punto de inyección / luer lock hembra / tubo con línea azul 15 cm / luer lock móvil

b) Luer lock móvil / tubo con línea roja 120 cm / luer lock móvil / llave 3 vías roja / luer lock hembra / tubo con línea roja 80 cm / luer lock móvil / llave 3 vías roja / tapón protector con punto de inyección / luer lock hembra / tubo con línea roja 15 cm / luer lock móvil


c) Sistema de administración de sueros (108.0199)

d) Prolongador arterial sin línea M/M - luer lock móvil, 200 cm

e) Prolongador arterial línea amarilla M/M - luer lock móvil, 200 cm

f) Prolongador arterial línea verde M/M - luer lock móvil, 200 cm


g) 6 tapones macho



DESCRIPCIÓN

PKMV01

- Sistema de monitorización venoso
- Cámara con perforador
- Tubo 160 cm
- Roller de precisión
- Luer lock / TRANSDUCTOR
- Luer lock hembra
- Tubo con linea azul 150 cm
- Luer lock móvil / llave de 3 vias azul / tapón con punto de inyección
- Luer lock hembra
- Tubo con linea azul 30 cm
- Luer lock móvil



DESCRIPCIÓN

PKMV01MC

- Sistema de monitorización venoso
- Cámara con perforador
- Tubo 160 cm
- Roller de precisión
- Luer lock / TRANSDUCTOR
- Luer lock hembra
- Tubo con linea azul 150 cm
- Luer lock móvil / llave de 3 vias azul / válvula sin aguja para inyección/aspiración con membrana de desinfección
- Luer lock hembra
- Tubo con linea azul 30 cm
- Luer lock móvil