

# CONTEÚDOS

## SISTEMAS DE DRENAGE Y ASPIRACIÓN


|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| SISTEMAS DE DRENAGE Y ASPIRACIÓN | 01 |
| CÂNULAS DE YANKAUER              | 03 |
| TUBOS DE ASPIRACIÓN              | 14 |
| FLEXIVAC®                        | 18 |
| ACESSÓRIOS FLEXIVAC®             | 22 |

**ISENTO  
DE LÁTEX**

**ISENTO DE  
FTALATOS**








## DESCRIPCIÓN

ASCIBAG 4000

- Kit de drenaje con bolsa de vaciado:
  - a) sistema de drenaje de 2000 ml / llave descarga / abrazaderas / válvula antirreflujo / tubo 90 cm / luer lock / llave de 3 vias / tubo 20 cm / roler de precisión / luer lock
  - b) bolsa de vaciado de 2000 ml / tubo 20 cm / clamp / conector

STERILE EO




## DESCRIPCIÓN

ASCIBAG 6000

- Kit de drenaje con 2 bolsas de vaciado:
  - a) sistema de drenaje de 2000 ml / llave de descarga / abrazaderas / válvula antirreflujo / tubo 90 cm / luer lock / llave de 3 vias / tubo 20 cm / roler de precisión / luer lock
  - b) 2 bolsas de vaciado de 2000 ml / tubo 20 cm / clamp / conector

STERILE EO

01




## DESCRIPCIÓN

GASTROBAG 4000

- Kit de drenaje gástrico con bolsa de vaciado: a) sistema de drenaje de 2000 ml / llave de descarga / abrazaderas / válvula antirreflujo / tubo 90 cm / clamp / conexión de 3 vias con conector / conector con tubo de 5,5 cm / clamp / perforador bicanal con toma de aire y filtro / tubo 180 cm / clamp
- b) 1 Bolsa de vaciado de 2000 ml / tubo 20 cm / clamp / conector

STERILE EO




DESCRIPCIÓN

STERILE EO

- Sistema de 2000 ml para punción da cavidad pleural
- Llave de descarga
- Válvula antirreflujo
- Tubo de 90 cm
- Luer lock
- Llave de 3 vías
- Tubo 50 cm
- Luer lock móvil
- 1 Jeringa luer lock de 60 ml

| VARIANTE       | REFERÊNCIA         | UNID. / CAIXA |
|----------------|--------------------|---------------|
| Aguilha de 14G | 701.0531 / PLEUROT | 40            |
| Aguilha de 16G | 701.0651           | 40            |

Ref.: 701.0532 Unid./Caja: 40




DESCRIPCIÓN

PLEUROT

- Sistema de 2000 ml para punción da cavidad pleural
- Llave de descarga
- Válvula antirreflujo
- Tubo de 90 cm
- Punto de inyección en Y con VAR2 - válvula para inyección/ aspiración con aguja
- Tubo 50 cm
- Luer lock móvil
- 1 Jeringa luer lock de 60 ml

STERILE EO

Ref.: 701.0817 Unid./Caja: 100




DESCRIPCIÓN

PDTPED15

- Prolongamento pediátrico de 15 cm para drenage torácica
- Luer slip
- Clamp
- Conector

STERILE EO

Ref.: 701.0848 Unid./Caja: 100




DESCRIPCIÓN

PDTPED15LL

- Prolongamento pediátrico de 15 cm para drenage torácica
- Luer lock
- Clamp
- Conector

STERILE EO



DESCRIPCIÓN

PR10

- Cánula Yankauer mediana
- Sin orificio de control

STERILE

EO




DESCRIPCIÓN

- Cánula Yankauer mediana
- Sin orificio de control
- Tubo de aspiración estriado Ø 5 mm
- Conector

STERILE

EO

| VARIANTE | REFERÊNCIA              | UNID. / CAIXA |
|----------|-------------------------|---------------|
| Tubo 2 m | 702.0063 / PR10TASP5/2D | 40            |
| Tubo 3 m | 702.0566 / PR10TASP5/3D | 30            |




DESCRIPCIÓN

- Cánula Yankauer mediana
- Sin orificio de control
- Tubo de aspiración estriado Ø 7 mm
- Conector

STERILE

EO

| VARIANTE | REFERÊNCIA              | UNID. / CAIXA |
|----------|-------------------------|---------------|
| Tubo 2 m | 702.0847 / PR10TASP7/2D | 30            |
| Tubo 3 m | 702.0568 / PR10TASP7/3D | 25            |



DESCRIPCIÓN

PR10TASP5/3LD

- Cánula Yankauer mediana
- Sin orificio de control
- Tubo de aspiración liso Ø 5 mm x 3 m
- Conector

STERILE

EO




DESCRIPCIÓN

- Cánula Yankauer mediana
- Sin orificio de control
- Tubo burbuja Ø 5 mm

STERILE EO

| VARIANTE | REFERÊNCIA            | UNID. / CAIXA |
|----------|-----------------------|---------------|
| Tubo 2 m | 702.1371 / PR10TB5/2D | 40            |
| Tubo 3 m | 702.0481 / PR10TB5/3D | 25            |

Ref.: 702.0570 Unid./Caja: 100




DESCRIPCIÓN

PR10C

- Cánula Yankauer mediana
- Con orificio de control

STERILE EO




DESCRIPCIÓN

- Cánula Yankauer mediana
- Con orificio de control
- Tubo de aspiración estriado Ø 5 mm
- Conector

STERILE EO

| VARIANTE   | REFERÊNCIA                 | UNID. / CAIXA |
|------------|----------------------------|---------------|
| Tubo 1,8 m | 702.1709 / PR10CTASP5/1.8D | 40            |
| Tubo 2 m   | 702.0572 / PR10CTASP5/2D   | 40            |
| Tubo 3 m   | 702.1352 / PR10CTASP5/3D   | 30            |



#### DESCRIPCIÓN


- Cánula Yankauer mediana
- Con orificio de control
- Tubo de aspiración estriado Ø 7 mm
- Conector

STERILE EO

| VARIANTE | REFERÊNCIA               | UNID. / CAIXA |
|----------|--------------------------|---------------|
| Tubo 2 m | 702.0573 / PR10CTASP7/2D | 30            |
| Tubo 3 m | 702.0575 / PR10CTASP7/3D | 25            |

Ref.: 702.1353

Unid./Caja: 25



#### DESCRIPCIÓN


PR10CTASP7/3LD

- Cánula Yankauer mediana
- Con orificio de control
- Tubo de aspiración liso Ø 7 mm x 3 m
- Conector

STERILE EO

Ref.: 702.0578

Unid./Caja: 30



#### DESCRIPCIÓN

PR10CTASP5/3LD

- Cánula Yankauer mediana
- Con orificio de control
- Tubo de aspiración (Ref.: 703.0654)

STERILE EO

Ref.: 702.0576 Unid./Caja: 40



DESCRIPCIÓN PR10CTB5/2D

- Cánula Yankauer mediana
- Con orificio de control
- Tubo burbuja Ø 5 mm x 2 m

STERILE EO

Ref.: 702.1439 Unid./Caja: 30




DESCRIPCIÓN PR10CTB7/2D

- Cánula Yankauer mediana
- Con orificio de control
- Tubo burbuja Ø 7 mm x 2 m

STERILE EO

Ref.: 702.0579 Unid./Caja: 100



DESCRIPCIÓN PR20

- Cánula Yankauer grande
- Sin orificio de control

STERILE EO




DESCRIPCIÓN

- Cánula Yankauer grande
- Sin orificio de control
- Tubo de aspiración estriado Ø 5 mm
- Conector

STERILE EO

| VARIANTE | REFERÊNCIA              | UNID. / CAIXA |
|----------|-------------------------|---------------|
| Tubo 2 m | 702.0580 / PR20TASP5/2D | 40            |
| Tubo 3 m | 702.1449 / PR20TASP5/3D | 30            |




DESCRIPCIÓN

- Cánula Yankauer mediana
- Sin orificio de control
- Tubo de aspiración estriado Ø 7 mm
- Conector

STERILE EO

| VARIANTE | REFERÊNCIA              | UNID. / CAIXA |
|----------|-------------------------|---------------|
| Tubo 2 m | 702.0581 / PR20TASP7/2D | 30            |
| Tubo 3 m | 702.0582 / PR20TASP7/3D | 25            |
| Tubo 4 m | 702.0246 / PR20TASP7/4D | 20            |
| Tubo 5 m | 702.1517 / PR20TASP7/5D | 15            |



DESCRIPCIÓN

- Cánula Yankauer grande
- Sin orificio de control
- Tubo de aspiración estriado Ø 7 mm
- Conector

STERILE EO

| VARIANTE   | REFERÊNCIA                 | UNID. / CAIXA |
|------------|----------------------------|---------------|
| Tubo 2 m   | 702.0584 / PR20TASP7/2LD   | 30            |
| Tubo 2,5 m | 702.0583 / PR20TASP7/2.5LD | 25            |

Ref.: 702.1373 Unid./Caja: 30



DESCRIPCIÓN PR20TB5/2D

- Cánula Yankauer grande
- Sin orificio de control
- Tubo burbuja Ø 5 mm x 2 m

STERILE EO

Ref.: 702.0585 Unid./Caja: 30



DESCRIPCIÓN PR20TB7/2D

- Cánula Yankauer grande
- Sin orificio de control
- Tubo burbuja Ø 7 mm x 2 m

STERILE EO




DESCRIPCIÓN

- Cánula Yankauer grande
- Con orificio de control

STERILE EO

| VARIANTE         | REFERÊNCIA        | UNID. / CAIXA |
|------------------|-------------------|---------------|
| Embalagem normal | 702.0586 / PR20C  | 100           |
| Embalagem dupla  | 702.1313 / PR20CD | 100           |




DESCRIPCIÓN

- Cánula Yankauer grande
- Con orificio de control
- Tubo de aspiración estriado Ø 5 mm
- Conector

STERILE EO

| VARIANTE | REFERÊNCIA               | UNID. / CAIXA |
|----------|--------------------------|---------------|
| Tubo 2 m | 702.0588 / PR20CTASP5/2D | 40            |
| Tubo 3 m | 702.0589 / PR20CTASP5/3D | 30            |




DESCRIPCIÓN

- Cánula Yankauer grande
- Con orificio de control
- Tubo de aspiración estriado Ø 7 mm
- Conector

STERILE EO

| VARIANTE   | REFERÊNCIA               | UNID. / CAIXA |
|------------|--------------------------|---------------|
| Tubo 2 m   | 702.0593 / PR20CTASP7/2D | 30            |
| Tubo 2,5 m | 702.0590 PR20CTASP7/2.5D | 30            |
| Tubo 3 m   | 702.0594 PR20CTASP7/3D   | 25            |
| Tubo 4 m   | 702.0595 PR20CTASP7/4D   | 20            |



#### DESCRIPCIÓN


- Cánula Yankauer grande
- Con orificio de control
- Tubo de aspiración liso Ø 7 mm
- Conector

STERILE EO

| VARIANTE   | REFERÊNCIA                     | UNID. / CAIXA |
|------------|--------------------------------|---------------|
| Tubo 2 m   | 702.0592 /<br>PR20CTASP7/2LD   | 30            |
| Tubo 2,5 m | 702.0591 /<br>PR20CTASP7/2.5LD | 30            |

Ref.: 702.0600

Unid./Caja: 100




#### DESCRIPCIÓN

PR20CPLUS

- Cánula Yankauer Plus
- Con orificio de control

STERILE EO




#### DESCRIPCIÓN

- Cánula Yankauer Plus
- Con orificio de control
- Tubo de aspiración liso Ø 5 mm
- Conector

STERILE EO

| VARIANTE | REFERÊNCIA                      | UNID. / CAIXA |
|----------|---------------------------------|---------------|
| Tubo 2 m | 702.1475 /<br>PR20CPLUSTASP5/2D | 40            |
| Tubo 3 m | 702.1474 /<br>PR20CPLUSTASP5/3D | 30            |



DESCRIPCIÓN

- Cánula Yankauer Plus
- Con orificio de control
- Tubo de aspiración estriado Ø 7 mm
- Conector

STERILE EO

| VARIANTE | REFERÊNCIA                      | UNID. / CAIXA |
|----------|---------------------------------|---------------|
| Tubo 2 m | 702.1473 /<br>PR20CPLUSTASP7/2D | 30            |
| Tubo 3 m | 702.0602 /<br>PR20CPLUSTASP7/3D | 25            |

Ref.: 702.1580 Unid./Caja: 30



DESCRIPCIÓN

PR20CTB5/2D

- Cánula Yankauer grande
- Con orificio de control
- Tubo burbuja Ø 5 mm x 2 m

STERILE EO




DESCRIPCIÓN

- Cánula Yankauer grande
- Con orificio de control
- Tubo burbuja Ø 7 mm

STERILE EO


| VARIANTE | REFERÊNCIA                | UNID. / CAIXA |
|----------|---------------------------|---------------|
| Tubo 2 m | 702.0597 /<br>PR20CTB7/2D | 30            |
| Tubo 3 m | 702.1553 /<br>PR20CTB7/3D | 25            |



DESCRIPCIÓNPR20CBP

- Cánula Yankauer grande ortopédica (pico de pato)
- Con orificio de control

STERILEEO



DESCRIPCIÓNPR40

- Cánula Yankauer pequeña
- Sin orificio de control

STERILEEO




DESCRIPCIÓN

- Cánula Yankauer pequeña
- Sin orificio de control
- Tubo de aspiración estriado Ø 5 mm
- Conector

STERILEEO


| VARIANTE | REFERÊNCIA              | UNID. / CAIXA |
|----------|-------------------------|---------------|
| Tubo 2 m | 702.0609 / PR40TASP5/2D | 40            |
| Tubo 3 m | 702.0135 PR40TASP5/3D   | 30            |
| Tubo 4 m | 702.1484 / PR40TASP5/4D | 25            |

Ref.: 702.0838 Unid./Caja: 100



- DESCRIPCIÓN PR40C
- Cánula Yankauer pequeña
  - Con orificio de control

STERILE EO




- DESCRIPCIÓN
- Cánula Yankauer pequeña
  - Con orificio de control
  - Tubo de aspiración estriado Ø 5 mm
  - Conector

STERILE EO

| VARIANTE | REFERÊNCIA               | UNID. / CAIXA |
|----------|--------------------------|---------------|
| Tubo 2 m | 702.0611 / PR40CTASP5/2D | 40            |
| Tubo 3 m | 702.0203 / PR40CTASP5/3D | 30            |

Ref.: 702.1291 Unid./Caja: 100



- DESCRIPCIÓN PR50
- Cánula Yankauer extra grande
  - Sin orificio de control


STERILE EO

Ref.: 702.1289 Unid./Caja: 30



- DESCRIPCIÓN PR50TASP7/2D
- Cánula Yankauer extra grande
  - Sin orificio de control
  - Tubo de aspiración estriado Ø 7 mm x 2 m
  - Conector

STERILE EO



## DESCRIPCIÓN

PR50C

- Cánula Yankauer extra grande
- Con orificio de control

STERILE

EO




## DESCRIPCIÓN

- Cánula Yankauer extra grande
- Con orificio de control
- Tubo de aspiración estriado Ø 7 mm
- Conector

STERILE

EO

| VARIANTE   | REFERÊNCIA                    | UNID. / CAIXA |
|------------|-------------------------------|---------------|
| Tubo 2 m   | 702.1476 /<br>PR50CTASP7/2D   | 30            |
| Tubo 3 m   | 702.1335 /<br>PR50CTASP7/3D   | 25            |
| Tubo 3,5 m | 702.1336 /<br>PR50CTASP7/3.5D | 20            |



## DESCRIPCIÓN

PR50CBP

- Cánula Yankauer extra grande (pico de pato)
- Con orificio de control

STERILE

EO




DESCRIPCIÓN

- Tubo de aspiración estriado Ø 5 mm
- 2 conectores

STERILE

EO

| VARIANTE    | REFERÊNCIA            | UNID. / CAIXA |
|-------------|-----------------------|---------------|
| Tubo 1.8 m  | 703.0552              | 40            |
| Tubo 2 m    | 703.0613 / TASP5/2D   | 50            |
| Tubo 2,5 m  | 703.0618 / TASP5/2.5D | 40            |
| Tubo 2,75 m | 703.0553              | 30            |
| Tubo 3 m    | 703.0615 / TASP5/3D   | 30            |
| Tubo 3,5 m  | 703.1354 / TASP5/3.5D | 25            |
| Tubo 4 m    | 703.0862 / TASP5/4D   | 25            |



DESCRIPCIÓN

- Tubo de aspiración liso Ø 5 mm
- 2 conectores

STERILE

EO


| VARIANTE   | REFERÊNCIA                | UNID. / CAIXA |
|------------|---------------------------|---------------|
| Tubo 2 m   | 703.0614 / TASP5/2LD      | 50            |
| Tubo 2,5 m | 703.0612 /<br>TASP5/2.5LD | 40            |
| Tubo 3 m   | 703.0654 / TASP5/3LD      | 30            |



## DESCRIPCIÓN

- Tubo de aspiración estriado Ø 7 mm
- 2 conectores

| VARIANTE              | REFERÊNCIA            | UNID. / CAIXA |
|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Tubo 1.8 m Estéril    | 703.0834              | 30            |
| Tubo 2 m Estéril      | 703.0619 / TASP7/2D   | 40            |
| Tubo 2,5 m Estéril    | 703.0616 / TASP7/2.5D | 30            |
| Tubo 2,75 m Estéril   | 703.0554              | 30            |
| Tubo 3 m Estéril      | 703.0621 / TASP7/3D   | 30            |
| Tubo 4 m Estéril      | 703.0623 / TASP7/4D   | 25            |
| Tubo 10 m Não Estéril | 703.2058              | 10            |




## DESCRIPCIÓN

- Tubo de aspiración liso Ø 7 mm
- 2 conectores

|         |    |
|---------|----|
| STERILE | EO |
|---------|----|


| VARIANTE   | REFERÊNCIA             | UNID. / CAIXA |
|------------|------------------------|---------------|
| Tubo 1.8 m | 703.0217 / TASP7/1.8LD | 40            |
| Tubo 2 m   | 703.0620 / TASP7/2LD   | 40            |
| Tubo 2,5 m | 703.0617 / TASP7/2.5LD | 30            |
| Tubo 3 m   | 703.0622 / TASP7/3LD   | 30            |
| Tubo 3,6 m | 703.1604 / TASP7/3,6LD | 25            |
| Tubo 4 m   | 703.0603 / TASP7/4LD   | 25            |



## DESCRIPCIÓN

- Tubo de aspiración liso 50 m (rolo)


| VARIANTE           | REFERÊNCIA       | UNID. / CAIXA |
|--------------------|------------------|---------------|
| Ø 5 mm Não Estéril | 703.0400 / T5 50 | 3             |
| Ø 7 mm Não Estéril | 703.0088 / T7 50 | 3             |



DESCRIPCIÓN

- Tubo burbuja verde liso Ø 3 mm


| VARIANTE                        | REFERÊNCIA         | UNID. / CAIXA |
|---------------------------------|--------------------|---------------|
| Tubo 2 m<br>Não Estéril         | 703.1951           | 30            |
| Tubo 30 m (rolo)<br>Não Estéril | 703.0111 / TB3/30M | 7             |
| Tubo 50 m (rolo)<br>Não Estéril | 703.1393 / TB3/50M | 5             |



DESCRIPCIÓN

- Tubo burbuja estriado Ø 5 mm

| VARIANTE                        | REFERÊNCIA         | UNID. / CAIXA |
|---------------------------------|--------------------|---------------|
| Tubo 2 m Estéril                | 703.0625 / TB5/2D  | 50            |
| Tubo 3 m Estéril                | 703.0629 / TB5/3D  | 30            |
| Tubo 4 m Estéril                | 703.2055 / TB5/4D  | 25            |
| Tubo 30 m (rolo)<br>Não Estéril | 703.0627 / TB5/30M | 6             |
| Tubo 50 m (rolo)<br>Não Estéril | 703.0703 / TB5/50M | 4             |




DESCRIPCIÓN

- Tubo burbuja estriado Ø 7 mm

| VARIANTE                        | REFERÊNCIA         | UNID. / CAIXA |
|---------------------------------|--------------------|---------------|
| Tubo 2 m Estéril                | 703.0808 / TB7/2D  | 40            |
| Tubo 3 m Estéril                | 703.0634 / TB7/3D  | 25            |
| Tubo 4 m Estéril                | 703.0635 / TB7/4D  | 25            |
| Tubo 30 m (rolo)<br>Não Estéril | 703.0632 / TB7/30M | 5             |
| Tubo 50 m (rolo)<br>Não Estéril | 703.0704 / TB7/50M | 3             |

Ref.: 703.1394

Unid./Caja: 50



## DESCRIPCIÓN


TB5/2LD

- Tubo burbuja liso Ø 5 mm x 2 m

|         |    |
|---------|----|
| STERILE | EO |
|---------|----|

Ref.: 703.1395

Unid./Caja: 40



## DESCRIPCIÓN

TB7/2LD

- Tubo burbuja liso Ø 7 mm x 2 m


|         |    |
|---------|----|
| STERILE | EO |
|---------|----|



DESCRIPCIÓN

- Bolsa de 1000 ml para aspiración de fluidos orgánicos en circuito cerrado
- fuelle de auto desconexión
- Manejas Incorporadas
- Puerto paciente con válvula antirretorno
- Puerto Vacío con filtro para interrupción de aspiración
- Puerto para solidificante de líquidos e accesorios


| VARIANTE                                                                                            | REFERÊNCIA               | UNID. / CAIXA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Sin agente solidificante                                                                            | 704.0865 / FLEXIVAC 1000 | 50            |
| Con agente solidificante - 15 g de poliacrilato de sódio para solidificación de líquidos biológicos | 704.0868 FLEXIVAC 1000G  | 50            |



DESCRIPCIÓN

- Bolsa de 1500 ml para aspiración de fluidos orgánicos en circuito cerrado
- fuelle de auto desconexión
- Manejas Incorporadas
- Puerto paciente con válvula antirretorno
- Puerto Vacío con filtro para interrupción de aspiración
- Puerto para solidificante de líquidos e accesorios

| VARIANTE                                                                                            | REFERÊNCIA               | UNID. / CAIXA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Sin agente solidificante                                                                            | 704.0666 / FLEXIVAC 1500 | 50            |
| Con agente solidificante - 15 g de poliacrilato de sódio para solidificación de líquidos biológicos | 704.0869 FLEXIVAC 1500G  | 50            |



DESCRIPCIÓN


- Bolsa de 3000 ml para aspiración de fluidos orgánicos en circuito cerrado
- fuelle de auto desconexión
- Manejas Incorporadas
- Puerto paciente con válvula antirretorno
- Puerto Vacío con filtro para interrupción de aspiración
- Puerto para solidificante de líquidos e accesorios

| VARIANTE                                                                                            | REFERÊNCIA               | UNID. / CAIXA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Sin agente solidificante                                                                            | 704.0867 / FLEXIVAC 3000 | 50            |
| Con agente solidificante - 15 g de poliacrilato de sódio para solidificación de líquidos biológicos | 704.0870 FLEXIVAC 3000G  | 50            |




## DESCRIPCIÓN

- Bolsa de 1000 ml para aspiración de fluidos orgánicos en circuito cerrado
- fuelle de auto desconexión
- Manejas incorporadas
- Puerto paciente con válvula antirretorno
- Puerto vacío con filtro para interrupción de aspiración



## DESCRIPCIÓN

- Bolsa de 1500 ml para aspiración de fluidos orgánicos en circuito cerrado
- fuelle de auto desconexión
- Manejas incorporadas
- Puerto paciente con válvula antirretorno
- Puerto Vacío con filtro para interrupción de aspiración




## DESCRIPCIÓN

- Bolsa de 3000 ml para aspiración de fluidos orgánicos en circuito cerrado
- fuelle de auto desconexión
- Manejas incorporadas
- Puerto paciente con válvula antirretorno
- Puerto Vacío con filtro para interrupción de aspiración

Ref.: 704.3001

Unid./Caja: 30




## DESCRIPCIÓN

FLEXIVAC 1500T

- Bolsa de 1500 ml para aspiración de fluidos orgánicos en circuito cerrado
- fuelle de auto desconexión
- Manejas incorporadas
- Puerto paciente con válvula antirretorno
- Puerto para solidificante de líquidos e accesorios
- Puerto enlace tandem
- Tubo 35 cm con clamp

Ref.: 704.3000


Unid./Caja: 30



## DESCRIPCIÓN


FLEXIVAC 3000T

- Bolsa de 3000 ml para aspiración de fluidos orgánicos en circuitos orgánicos
- fuelle de auto desconexión
- Manejas incorporadas
- Puerto paciente con válvula antirretorno
- Puerto para solidificante de líquidos e accesorios
- Puerto enlace tandem
- Tubo 35 cm con clamp



## DESCRIPCIÓN


- Bolsa de 1500 ml para aspiración de fluidos orgánicos en circuito cerrado
- fuelle de auto desconexión
- Manejas incorporadas
- Puerto paciente con válvula antirretorno
- Puerto enlace tandem
- Tubo 35 cm con clamp



## DESCRIPCIÓN


- Bolsa de 3000 ml para aspiración de fluidos orgánicos en circuito cerrado
- fuelle de auto desconexión
- Manejas incorporadas
- Puerto paciente con válvula antirretorno
- Puerto enlace tandem
- Tubo 35 cm con clamp

Ref.: 704.1495 Unid./Caja: 1




- DESCRIPCIÓN
- Recipiente para Flexivac® 1000 ml
  - Línea de vacío con conector

Ref.: 704.1496 Unid./Caja: 1



- DESCRIPCIÓN
- Recipiente para Flexivac® 1500 ml
  - Línea de vacío con conector


Ref.: 704.1392 Unid./Caja: 1



- DESCRIPCIÓN
- Recipiente para Flexivac® 3000 ml
  - Línea de vacío con conector

Ref.: 704.1650

Unid./Caja: 1




## DESCRIPCIÓN

- Recipiente para Flexivac® 1000 ml
- Línea de vacío con conector
- Llave para interrupción de vacío

Ref.: 704.1651

Unid./Caja: 1




## DESCRIPCIÓN

- Recipiente para Flexivac® 1500 ml
- Línea de vacío con conector
- Llave para interrupción de vacío

Ref.: 704.1652

Unid./Caja: 1



## DESCRIPCIÓN

- Recipiente para Flexivac® 3000 ml
- Línea de vacío con conector
- Llave para interrupción de vacío

Ref.: 705.0877

\*

Unid./Caja: 1




## DESCRIPCIÓN

- Carro para 2 recipientes Flexivac®

Ref.: 705.0878

\*

Unid./Caja: 1




## DESCRIPCIÓN

- Carro para 4 recipientes Flexivac®

Ref.: 705.0879

\*

Unid./Caja: 1




## DESCRIPCIÓN

- Carro para 6 recipientes Flexivac®

Ref.: 705.0880

\*

Unid./Caja: 1




## DESCRIPCIÓN

- Carro para 8 recipientes Flexivac®


\* Posibilidad de incorporar:

- Vacuómetro para lectura de vacío / - Llave metálica para interrupción de vacío /
- Várias configuraciones sobre pedido



## DESCRIPCIÓN

- Soporte de pared para recipiente Flexivac\*



## DESCRIPCIÓN

- Garra Plástica Flexivac\* para canal

