


CONTEÚDOS

BOLSAS COLECTORAS DE ORINA

BOLSAS ORINA	01
RECARGAS	05
BOLSAS DE ORINA Y RECORRIDO	06

**ISENTO
DE LÁTEX**






DESCRIPCIÓN

- Bolsa colectora de orina de 1500 ml
- Válvula antirreflujo
- Llave de descarga
- Tubo 90 cm
- Conector cónico


VARIANTE	REFERÊNCIA	UNID. / CAIXA
Estéril	401.0508 / SU1500VTE	100
No Estéril	401.0507 / SU1500VT	200
Estéril / Tubo 130 cm	401.0844 / SU1500VTE130	100
Estéril / Tubo 50 cm	401.1391 / SU1500VTE50	100



DESCRIPCIÓN

- Bolsa colectora de orina de 2000 ml
- Válvula antirreflujo
- Llave de descarga
- Tubo 90 cm
- Conector cónico

VARIANTE	REFERENCIA	UNID. / CAJA
Estéril	401.0513 / SU2000VTE	100
No Estéril	401.0512 / SU2000VT	200
Estéril / Tubo 130 cm	401.0514 / SU2000VTE130	100




DESCRIPCIÓN

STERILE EO

- Bolsa colectora de orina
- Válvula antirreflujo
- Llave de descarga
- Tubo 130 cm
- Clamp
- Conector con punto de recogida aséptico

VARIANTE	REFERENCIA	UNID. / CAJA
Bolsa 1500 ml	401.0511 / SU1500VTSLE	50
Bolsa 2000 ml	401.0517 / SU2000VTSLE	50




DESCRIPCIÓN

NON
STERILE

- Bolsa colectora de orina
- Válvula antirreflujo
- Llave de descarga
- Tubo 130 cm
- Clamp
- Conector con punto de recogida

VARIANTE	REFERENCIA	UNID. / CAJA
Bolsa 1500 ml	401.1431 / SU1500VTSL	50
Bolsa 2000 ml	401.1508 / SU2000VTSL	100

Ref.: 401.0980 Unid./Caja: 200




DESCRIPCIÓN

SU1500CT

- Bolsa colectora de orina 1500 ml
- Llave de descarga
- Tubo 90 cm
- Clamp
- Conector cónico

NON
STERILE




DESCRIPCIÓN

STERILE EO

- Bolsa colectora de orina
- Válvula antirreflujo
- Llave de descarga
- Tubo 90 cm
- Luer lock

VARIANTE	REFERENCIA	UNID. / CAJA
Bolsa 1500 ml	401.0509 / SU1500VTELL	100
Bolsa 2000 ml	401.0515 / SU2000VTELL	100




DESCRIPCIÓN

- Bolsa colectora de orina de 1500 ml
- Tubo 90 cm
- Conector cónico

VARIANTE	REFERENCIA	UNID. / CAJA
Estéril	402.1221 / SU1500E	125
No estéril	402.0650 / SU1500	250

03




DESCRIPCIÓN

- Bolsa colectora de orina de 1500 ml
- Válvula antirreflujo
- Tubo 90 cm
- Conector cónico

VARIANTE	REFERÊNCIA	UNID. / CAIXA
Estéril	402.0832 / SU1500VE	125
Não estéril	402.0804 / SU1500V	250
Estéril /Tubo 130 cm	402.0519 / SU1500V130E	100

Ref.: 402.1605

Unid./Caja: 200




- DESCRIPCIÓN
- SU1500VC
- Bolsa colectora de orina 1500 ml
 - Válvula antirreflujo
 - Tubo 90 cm
 - Clamp
 - Conector cónico



Ref.: 402.0520

Unid./Caja: 100




- DESCRIPCIÓN
- SU1500VEVET
- Bolsa colectora de orina 1500 ml
 - Válvula antirreflujo
 - Tubo 90 cm
 - Luer lock



Ref.: 402.1222

Unid./Caja: 100




- DESCRIPCIÓN
- SU1500VEVET
- Bolsa colectora de orina de 1500 ml
 - Tubo 90 cm
 - Luer lock hembra / luer lock macho
 - Punto de inyección con luer slip




Ref.: 401.0518

Unid./Caja: 25



- DESCRIPCIÓN
- SU6000VTE
- Bolsa colectora de orina de 6000 ml
 - Llave de descarga
 - Cámara
 - Tubo 130 cm
 - Clamp
 - Conector con punto de recogida aséptico






DESCRIPCIÓN

- Bolsa de recarga de 1500 ml
- Clamp
- Conector

VARIANTE	REFERENCIA	UNID. / CAJA
Estéril	403.0524 / SU1500RCE	150
No estéril	403.0814 / SU1500RC	150




DESCRIPCIÓN

- Bolsa de recarga de 1500 ml
- Llave
- Clamp
- Conector

VARIANTE	REFERENCIA	UNID. / CAJA
Estéril	403.0525 / SU1500RCE	150
Não estéril	403.0540 / SU1500RCT	150

05

Ref.: 403.0845 Unid./Caja: 150




DESCRIPCIÓN

SU1500RVE

- Bolsa de recarga de 1500 ml
- Válvula antirreflujo
- Conector

STERILE EO

Ref.: 403.1565 Unid./Caja: 100




DESCRIPCIÓN


SU1500RVT

- Bolsa de recarga de 1500 ml
- Llave
- Válvula antirreflujo
- Conector






- DESCRIPCIÓN
- SU2000CESV
- Bolsa para vaciado y recorrido de orina 2000 ml
 - Tubo 20 cm
 - Clamp
 - Conector



- DESCRIPCIÓN
- Bolsas para vaciado y recorrido de orina de 2000 ml
 - Válvula antirreflujo
 - Tubo 20 cm
 - Conector

VARIANTE	REFERENCIA	UNID. / CAJA
No estéril	404.0527 / SU2000VESV	150
Estéril / Sin válvula antirreflujo	404.1298 / SU2000ESVE	100



- DESCRIPCIÓN
- SU2000VESVT
- Bolsa para vaciado y recorrido de 2000 ml
 - Válvula antirreflujo
 - Llave
 - Tubo 20 cm
 - Conector

